

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ



ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ

“Академик РОСТИСЛАВ КАИШЕВ”

София-1113, ул. Акад. Г. Бончев, блок11, physchem@ipc.bas.bg

ЛАБОРАТОРИЯ по ЕЛЕКТРОННА МИКРОСКОПИЯ

ПРАВИЛА за работа в Лаборатория „Електронна микроскопия и микроанализ”

Забранява се на клиентите по какъвто и да е начин да работят с електронно микроскопската апаратура.

Подготовката на образците, поставянето им в електронния микроскоп и всички дейности свързани с електронно микроскопската апаратура се извършва от операторите.

Всички възникнали проблеми по електронно микроскопската апаратура се отстраняват от сервизен инженер по поддръжката.

Клиентът попълва заявка за използване на електронно микроскопската апаратура, в която посочва брой/вид проби, данни за канцерогенност и токсичност, както и начина на поемане на финансовото задължение към ИФХ.

Ръководителят на лабораторията определя кога да се извърши използването на електронно микроскопската апаратура.

Ръководителят на лабораторията има право да откаже извършването на електронно микроскопски анализ ако прецени че пробата може да замърси колоната на микроскопа или пробата може да доведе до неправилно функциониране на апарата (пример – магнитни прахове).

Операторът, който извършва електронно микроскопското наблюдение и анализ определя абсолютно всички работни параметри на микроскопа.

Попълнената заявка, подписана от оператора и клиента се представя на главния счетоводител на ИФХ.

Р-л Лаборатория по електронна микроскопия и микроанализ

доц. д-р Б. Рангелов